



## RECOMENDACIONES TRAZADORAS

### ABORDAJE DE LAS COMPLICACIONES HIPERTENSIVAS ASOCIADAS AL EMBARAZO

#### Medición de la **proteinuria** en el diagnóstico de preeclampsia

Si se utilizan tiras reactivas de lectura automatizada para la detección de proteinuria significativa, y un resultado de 1+ o mayor es obtenido, se recomienda la confirmación de proteinuria significativa con la estimación de la relación proteinuria – creatinuria en muestra aislada, o con la recolección de orina en 24 horas.

La proteinuria significativa se confirma si el valor de la relación proteinuria – creatinuria en muestra aislada es mayor de 30 mg/mmol o si el resultado de proteína en orina recolectada en 24 horas es mayor a 300 mg.

GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio (Abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo) – Elaborado: noviembre/2014